ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Растворы универсальные офтальмологические для ухода за контактными линзами: «MULTIWAVE-STANDARD», «MULTIWAVE-NEW», «CRYSTAL VISION», «CRYSTAL VISION PREMIUM»
ТУ BY 192002495.001-2015. РУ МЗ РБ ИМ-7.116829.

Наименование:
Растворы универсальные офтальмологические для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD», «MULTIWAVE-NEW», «CRYSTAL VISION», «CRYSTAL VISION PREMIUM».

Описание: представляют собой прозрачные бесцветные жидкости, при встряхивании наблюдается незначительное пенообразование, не содержат посторонних включений.

Состав «Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD»»:
вода очищенная; натрий хлористый; кислота борная; гидроксипропилметилцеллюлоза; динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б); натрий тетраборнокислый 10-водный; ПЭГ-400; твин-80 (полисорбат-80); полигексаметиленбигуанид гидрохлорид; фумаровая кислота/фумарат натрия; гиалуронат натрия.
Состав «Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-NEW»»:
вода очищенная; натрий хлористый; кислота борная; гидроксипропилметилцеллюлоза; динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б); натрий тетраборнокислый 10-водный; ПЭГ-400; твин-80 (полисорбат-80); фумаровая кислота/фумарат натрия; полигексаметиленбигуанид гидрохлорид; гиалуронат натрия.
Состав «Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «CRYSTAL VISION»»:
вода очищенная; натрий хлористый; кислота борная; гидроксипропилметилцеллюлоза; динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б); натрий тетраборнокислый 10-водный; ПЭГ-400; твин-80 (полисорбат-80); янтарная кислота; полигексаметиленбигуанид гидрохлорид; гиалуронат натрия.
Состав «Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «CRYSTAL VISION PREMIUM»»:
вода очищенная; натрий хлористый; кислота борная; гидроксипропилметилцеллюлоза; динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б); натрий тетраборнокислый 10-водный; ПЭГ-400; твин-80 (полисорбат-80); янтарная кислота; декспантенол; полигексаметиленбигуанид гидрохлорид; гиалуронат натрия.

Назначение:
Предназначаются для очистки, бактериостатической обработки, хранения, увлажнения контактных линз любого типа. Подходит для использования в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях.
Область применения:
Офтальмология.

Показания к применению:
Рекомендовано для ухода за контактными линзами любого типа.
Свойства:
Растворы универсальные офтальмологические для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD», «MULTIWAVE-NEW», «CRYSTAL VISION», «CRYSTAL VISION PREMIUM» представляют собой изотонические растворы хлорида натрия в боратном буфере с различными добавками (влагоудерживающими, бактерицидными, антиоксидантными и др.).

Растворы обеспечивают пользователю:
- Комфортную эксплуатацию контактных линз благодаря находящимся в составе смазывающего агента, хлорида натрия в осмомолярной концентрации;
- Увлажнение линзы за счет создания непрерывного слоя влаги между линзой, которую создает входящий в состав растворов гиалуронат натрия, обеспечивающий влагоудерживающий эффект;
- Мягкую, бережную очистку контактных линз от пыли и частиц, попадающих на линзу из воздуха в процессе ее ношения, за счет входящих в состав растворов поверхностно-активных и моющих компонентов;
- Очистку линз от белковых отложений, оседающих на линзу из глаза в процессе ее эксплуатации, за счет липофильных агентов, имеющихся в составе растворов;
- Предотвращение кислородного голодания глаза в процессе ношения контактных линз за счет наличия антиоксидантов – фумаровой кислоты/фумарата натрия и янтарной кислоты, что позволяет продлить время ношения контактных линз до 16 часов;
- Дезинфицирующий и бактериостатический эффект в процессе ношения и хранения контактных линз за счет наличия в растворах дезинфектанта и бактериостата.

Гиалуронат натрия, входящий в состав растворов, является одним из основных компонентов межклеточного вещества. Обладая полианионными свойствами, 1 молекула гиалуроната натрия может связывать от 200 до 500 молекул воды, поэтому она является природным смазочным и увлажняющим агентом. Линзы, насыщенные гиалуронатом натрия в процессе их хранения в растворах, создают дополнительный слой влаги между глазом и линзой, придавая эффект увлажненности линз и препятствуя эффекту «сухого глаза».

Антиоксидантные компоненты растворов – фумаровая кислота/фумарат натрия и янтарная кислота - способствуют снятию отеков в передней камере глаза за счет привлечения интерстициальной жидкости в сосудистое русло, при неизменном объеме внутриклеточной жидкости. Это значительно улучшает утилизацию циркулирующего в организме кислорода и повышают устойчивость к гипоксии (кислородному голоданию) глаза, которое может развиваться в процессе ношения контактных линз.
Декспантенол, входящий в состав раствора «CRYSTAL VISION PREMIUM», заживляет микротрещины, образующиеся на роговице глаз под воздействием факторов внешней среды.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав растворов.
Особые указания: Беременность и кормление грудью не являются противопоказаниями для использования растворов универсальных офтальмологических для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD», «MULTIWAVE-NEW», «CRYSTAL VISION», «CRYSTAL VISION PREMIUM».

Способ применения:
Внимание: перед применением необходимо встряхнуть флакон!
Тщательно вымойте руки с мылом и вытрите их.
Положите линзу на ладонь.
Смочите обе стороны контактной линзы раствором.
Потрите линзу подушечкой указательного пальца на ладони или между подушечками пальцев на протяжении 15-20 секунд.
Промойте обе стороны контактной линзы раствором.
Наполните контейнер для контактных линз свежим раствором и поместите промытые линзы соответственно в правый и левый отсеки контейнера.
Оставьте линзы в контейнере минимум на 4 часа или на ночь.
В случае длительного хранения (7 дней и больше) необходимо слить использованный раствор из контейнера, контейнер промыть небольшим количеством свежего раствора с помощью подушечки большого пальца и заполнить новой порцией раствора.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Не промывайте контактные линзы или контейнер для контактных линз водой из-под крана!
Не смешивайте с другими жидкостями!
Не допускайте соприкосновения горлышка флакона с другими поверхностями!
Всегда закрывайте крышку флакона после использования!
Для промывания, очистки и хранения линз используйте только свежий раствор.
Не используйте раствор повторно!

Побочные эффекты:
Не выявлены
Меры предосторожности:
Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.
Осмотрите препарат и упаковку перед применением. Не используйте раствор в случае нарушения целостности упаковки и самого медицинского изделия.
Форма выпуска и упаковка:
Растворы универсальные офтальмологические для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD», «MULTIWAVE-NEW», «CRYSTAL VISION», «CRYSTAL VISION PREMIUM» выпускаются во флаконах объемом 60, 100, 250 и 350 мл в комплектации с контейнером для контактных линз или без него, инструкцией по применению, в индивидуальной картонной упаковке.
Условия транспортирования:
Растворы универсальные офтальмологические для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD», «MULTIWAVE-NEW», «CRYSTAL VISION», «CRYSTAL VISION PREMIUM» транспортируют в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортировки: температура от плюс 5 °С до плюс 30 °С.
Условия хранения:
Хранить в сухом, недоступном для детей месте. Хранение растворов осуществляют при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С при относительной влажности не более 80 % (при плюс 25 °С).
Не допускать замерзания.
Срок годности:
Срок годности растворов универсальных офтальмологических для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD», «MULTIWAVE-NEW», «CRYSTAL VISION», «CRYSTAL VISION PREMIUM» – 30 месяцев с даты изготовления; срок годности после вскрытия – 3 месяца.
Не применять после истечения срока годности.
Стерильность:
Растворы являются стерильными.
Изготовитель: ООО «Чистая река», Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д. 187, корп. 8, офис 118
т/ф: +375 17 346 86 36. e-mail: info@c-river.by . www.multiwave.by.